

**Steripower GmbH & Co KG**

Schiffbauerweg 1  
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16  
Fax: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 11

Internet: [www.steripower.de](http://www.steripower.de)  
eMail: [info@steripower.de](mailto:info@steripower.de)



**Vertriebspartner:**

**Desmat**

**Handelsagentur Arijs Eikens**



Heinkelstrasse 22  
D-33330 Gütersloh  
Mobil + 49 (0)176 - 10 31 27 72  
Tel. + 49 (0) 5241 - 40 30 941  
Fax + 49 (0) 5241 - 40 30 942  
e-mail: [info@desmat.de](mailto:info@desmat.de)  
[www.desmat.de](http://www.desmat.de)

 **Steripower®**



 **Steripower®**



# Desinfektion in Perfektion 2.1!

das berührungslose Händedesinfektionsgerät!

## Netz- und Akkubetrieb

dadurch flexible Positionierung  
Akkuleistung abhängig von der  
Benutzungshäufigkeit,  
Optisches Warnsignal  
vor Akkuausfall.

Wahlweise:  
Netzteil mit 230V-Anschluß

## Sensor

Beim Einführen der Hände  
löst der Sensor einen  
Sprühstoß mit der ein-  
gestellten Applikations-  
menge aus.

## Große Öffnung

für die berührungslose  
Desinfektion beider Hände,  
überschüssige Flüssigkeit  
kann Arbeits- und Boden-  
beläge nicht beeinträchtigen.

## Optional: Counter

Digital-Counter zur Kontrolle  
der eingestellten Dosierung  
und der insgesamt abge-  
gebenen Sprühstöße.

## Wartungsfrei

 **Steripower®**  
white edition

**BITTE**  
DESINFIZIEREN SIE IHRE HÄNDE  
PLEASE  
DISINFECT YOUR HANDS



## DIN Ladebuchse

für den Netzanschluß des  
mitgelieferten Akkuladegerätes.  
(Nur bei Artikel 10041)

Optional:  
**NEU**  
LED- Beleuchtung

## Signalgebung

Optionaler Anschluß z.B. für  
einen automatischen Tür-  
öffner, ein Drehkreuz oder  
andere Zugangskontrollen.

## Dosierung

Individuelle Applikations-  
menge einstellbar in  
10 Stufen von 0,5 - 5 ml.  
Zusätzliche Feindosierung  
der Flüssigkeitsmenge  
möglich.

## Kompatibilität

Jedes flüssige  
Desinfektionspräparat  
einsetzbar.  
(0,5 und 1l Flaschen)

## Sprühkegel

benetzt beide Hände  
flächendeckend. Es ent-  
steht keine Vernebelung  
(keine Aerosoldämpfe).

## Auffangschale

mit integriertem, auszu-  
wechselnden Saugpad:  
Überschüssige Flüssigkeit  
wird aufgefangen und  
eingeschlossen.

## Abmessungen

Gerätemaße (ca.):  
Höhe 505 mm  
Breite 290 mm  
Tiefe 200 mm